

آریانا تشخیص ابزار

ARIANAMED

پرده های یک بار نصب آنتی باکتریال

این پرده ها از یون نقره پوشیده شده اند که این امر موجب از بین بردن باکتری ها و کاهش احتمال انتقال عوامل بیماری زای پاتوژنیک از سطح پرده به بیمار یا کارکنان بخش و نیز از سایر سطوح به پرده می شود. پارچه ی پرده های معمولی در بیمارستان ها معمولا پتانسیل تبدیل شدن به مرکز تجمع باکتری های مختلف را دارند، به عنوان مثال MRSA ها می توانند برای مدت بسیار طولانی روی سطح این پرده ها باقی بمانند. سایر خصوصیات پرده آنتی باکتریال:

- آب گریز بودن و عدم جذب مایعات و ترشحات
- عدم نیاز به شستشو و کاهش هزینه های مربوطه در بیمارستان
- تولید براساس استاندارد های AATCC100 و AATCC147
- به حداقل رساندن امکان انتقال عفونت های بیمارستانی
- نصب راحت و آسان و سازگار با بخش های مختلف بیمارستان
- در رنگ های مختلف 
- عمر مفید پرده حدود ۱۲ ماه از زمان نصب
- موجود در سایزهای ۲،۵، ۵، ۷،۵ متر و امکان تولید در سایز های سفارشی



88324392-88324491

www.arianamed.com

www.instagram.com/arianamed_official

www.digikala.com/search/arianamed

www.linkedin.com/ariana_tashkhis_abzar

آدرس: خیابان ولیعصر، بالاتر از شهید بهشتی، پلاک ۲۲۰۴
طبقه ۳، واحد ۱۱ ... ۸۸۳۲۴۳۹۲-۸۸۳۲۴۴۹۱