

One Time Installation of Antibacterial Curtain:

This curtain is covered with Ag (Silver) Ion that results in bacteria removal and reduction of transmission probability of pathogenic disease factors from the curtain surface to the patient or ward personnel and from other surfaces to the curtain.

The textile used in simple curtains in hospitals usually have the potential to become a center for aggregation of different bacteria, for example they can stay on these curtains for a long time.

Manufacturing is based on the standards of antibacterial textile AATCC100 and AATCC147 and it is effective on different micro organisms in both simple and antibacterial models:

- Simple models is used in hospital wards with low infection risk with large patient volume and Antibacterial model is used is suitable for special care and infectious (isolation) wards.
 - Ease of installation and compatibility with hospital wards
 - Provided in different colors: Green, Blue, Yellow
 - Available in three different sizes (small 2.5, medium 5, large 7.5) with 2 meters height
- *Arianamed suggests replacement of the curtain every 6 to 12 months. This is dependent on different wards' work load and patient volume.


پرده های یک بار نصب آنتی باکتریال:

این پرده ها از یون نقره پوشیده شده اند که این امر موجب از بین بردن باکتری ها و کاهش احتمال انتقال عوامل بیماری زای پاتوژنیک از سطح پرده به بیمار یا کارکنان بخش و نیز از سایر سطوح به پرده می شود.

پارچه های پرده های معمولی در بیمارستان ها معمولاً پتانسیل تبدیل شدن به یک مرکز تجمع باکتری های مختلف را دارند. به عنوان مثال می توانند برای مدت بسیار طولانی روی سطح این پرده ها باقی بمانند.

تولید بر اساس استاندارد پارچه های آنتی میکروبیال AATCC147 و AATCC100 و موثر بر میکرو ارگانیسم های مختلف در دو مدل ساده و آنتی باکتریال:

- مدل ساده جهت بخش های بیمارستان با ریسک عفونت پایین و حجم بیمار بالا به کار برده می شود و مدل آنتی باکتریال مناسب جهت بخش های ویژه و عفونی می باشد.
 - نصب راحت و آسان و سازگار با بخش های مختلف بیمارستانی
 - در رنگ های مختلف: سبز، آبی، زرد
 - موجود در سه سایز مختلف (کوچک ۲/۵، متوسط ۵ و بزرگ ۷/۵) با ارتفاع ۲ متر
- *پیشنهاد آریانامد تعویض ۶ تا ۱۲ ماهه پرده های فوق می باشد اما این مسئله بستگی به حجم کاری و بیماران بخش های مختلف دارد.



Antibacterial
Curtain
R.code
ARCR010

